



PosiLok™ Einweg-Dosierspitze – Großpackung

Die Dosierspitze beeinflusst die Ablagerungsform und die Leistung des Dosiergeräts. Unabhängig davon ob ein AirFree™ oder ein AirPulse™ Dosiergerät verwendet wird, können beliebige Dosierspitzen an der Abgabekomponente angebracht werden. Für Unterstützung lesen Sie die verschiedenen Auswahlhilfen oder wenden Sie sich an einen unserer Kundendienstvertreter: **800-433-2115**.


FreeFlow™ – zugespitzt



Präzisionszuspitzung ermöglicht, dass Fluide ungehindert fließen, was Fädenziehen und Durchsickern verringert. Gegossenes Polyethylen mit UV-Licht-Block. Diese Spitzen haben die PosiLok™ Nabe.

Maß	Flexibel	Starr
14G	E415151	E405151
16G	E415131	E405131
18G	E415111	E405111
20G	E415091	E405091
22G	E415071	E405071
25G	E415041	E405041


Gerade, aber flexibel



Weicher Polypropylen-Formgrat und gratfreie Spitzen gewährleisten präzise Ablagerungskontrolle. Empfohlen für Gebrauch mit Fluiden, die mit Metallen reagieren, oder zur Vermeidung von Kratzern.


Maß	0,5 Zoll lang	1 Zoll lang
15G	E281141	E283141
18G	E281111	E283111
20G	E281091	E283091
25G	E281041	E283041

Edelstahl, absolut gerade



PosiLok™ Polypropylen-Körper mit **poliertem, gratfrei** geschnittenem 304-Edelstahlröhrchen.

Maß	0,25 Zoll lang	0,5 Zoll lang	1 Zoll lang	1,5 Zoll lang
14G	E019151	E011611	E012611	E013611
15G	E019141	E011141	E012141	E013141
16G	-	E011131	E012131	E013131
18G	E019111	E011111	E012111	E013111
19G	-	E011101	E012101	E013101
20G	E019091	E011091	E012091	E013091
21G	E019081	E011081	E012081	E013081
22G	E019071	E011071	E012071	E013071
23G	E019061	E011061	E012061	E013061
25G	E019041	E011041	E012041	E013041
27G	E019021	E011021	E012021	E013021
30G	E019011	E011010	N. z.	N. z.



Präzise gebogener Edelstahl

PosiLok™ Polypropylen-Körper mit poliertem, gratfrei geschnittenem 304 Edelstahlröhrchen. **Gebogen in 45 und 90 Grad** Winkeln.

Maß	0,5 Zoll lang 45° Winkel	0,5 Zoll lang 90° Winkel	1,5 Zoll lang 45° Winkel
14G	E501151	E601151	E503151
15G	E501141	E601141	-
16G	E501131	E601131	-
18G	E501111	E601111	E503111
19G	E501101	E601101	-
20G	E501091	E601091	-
21G	E501081	E601081	E503081
22G	E501071	E601071	-
23G	E501061	E601061	-
25G	E501041	E601041	-
27G	E501021	E601021	-
30G	E501010	E601010	-



PosiLok™ Einweg-Dosierspitze – Mengenpackung

Microdot



PosiLok™ Polypropylen-Körper mit poliertem, gratfrei geschnittenem 304 Edelstahlröhrchen. **Geringe Stärke** für Microdot-Abgabe konzipiert.

Maß	0,25 Zoll lang	0,312 Zoll lang	Nabenfarbe
27G	E019021	E01Y021	durchsichtig
30G	E019011	E01Y011	Lavendel
32G	E019411	–	Gelb

Viskose Paste



PosiLok™ Polypropylen-Körper mit poliertem, gratfrei geschnittenem 304 Edelstahlröhrchen. **0,25 Zoll Länge** für Pasten mit Füllstoffen oder dicke Pasten.

Maß	0,25 Zoll lang
14G	E889151
15G	E889141
16G	E889131

UV-Licht-Abschirmung



Einteiliger Schirm wird über die Spitze geschoben und verhindert, dass Licht in den PosiLok™ Polypropylen-Körper eindringt. Passt auf das Ende der Spritze, ideal für **UV- und lichtempfindliche Kleber**.

Katuschengröße	Teile-Nr.	Farbe
5 ml	A560C21	schwarz
3, 10-55 ml	A550C21	schwarz

Glatte Oberfläche



PosiLok™ Polypropylen-Körper mit poliertem, gratfrei geschnittenem 304 Edelstahlröhrchen. **Abgeschrägte** Spitze verringert Oberflächenspannung, so dass ein Fluid auf glatten Oberflächen mühelos abgelegt werden kann.

Maß	0,5 Zoll lang
18G	E341111
23G	E341061
25G	E341041

Teflon®-beschichtet



Teflon®-Formgrat und gratfreie Spitzen gewährleisten präzise Ablagerungskontrolle. Empfohlen für Gebrauch mit Flüssigkeiten, die **mit Metallen reagieren oder verschmelzen**, z. B. Cyanacrylat. Verhindert Verkratzen.

ID	1/2 Zoll lang	Farbe
0,020 Zoll	E031081	Grau
0,006 Zoll	E031041	Rosa

Farbe	Maß	ID Größe		AD Größe	
		Zoll	mm	Zoll	mm
● Oliv	14G	0,063	1,60	0,083	2,11
● Braun	15G	0,052	1,32	0,072	1,83
● Anthrazit	16G	0,047	1,19	0,065	1,65
● Grün	18G	0,033	0,84	0,050	1,27
● Hellgrün	19G	0,027	0,69	0,042	1,07
● Rosa	20G	0,023	0,58	0,036	0,91
● Blaurot	21G	0,020	0,51	0,032	0,81
● Blau	22G	0,016	0,41	0,028	0,71
● Orange	23G	0,013	0,33	0,025	0,64
● Rot	25G	0,010	0,25	0,020	0,51
● Grau	27G	0,008	0,20	0,016	0,41
● Lavendel	30G	0,006	0,15	0,012	0,31
● Gelb	32G	0,004	0,10	0,009	0,23